


## ENTHERMO 304T - WARMWATERDRUKSPUIT



De Enthermo warmwaterdrukspuit is een compact tafelmodel unit welke tevens ingebouwd kan worden in diverse Entermed behandelunits.

### Enthermo 304T

De Enthermo 304T is instelbaar op 4 temperaturen (leidingwater, 30°, 37° en 44°) en kan derhalve ook worden gebruikt voor calorisatie.

Dit model is uitgevoerd met een continu doorspoelsysteem, waardoor bacterievorming in het apparaat wordt geminimaliseerd.

Het handstuk heeft een drukgevoelige schakelaar en een klein lampje voor zicht in het gehoorkanaal. Bij dit handstuk wordt één rechte en één bajonet gebogen spoelcanule meegeleverd.

De opgebouwde druk van het water kan worden afgelezen op een standaard in de unit gemonteerde manometer.

Code	Omschrijving
822085	Enthermo warmwaterspuit type 304T – Tafelmodel Inclusief: - Rechte spoelcanule - Bajonet gebogen spoelcanule - Handleiding

Accessoires:

Code	Omschrijving
009200E	Oorspoelcanule, recht
009400E	Oorspoelcanule, bajonetgebogen
109500	Spatscherm
844092	Waterfilter / antikalk filtersysteem

**Entermed bv**  
Edisonstraat 2  
8912 AW Leeuwarden  
Tel: 058 – 298 88 88  
Fax: 058 – 298 87 68  
Email : info@entermed.com

**Postadres:**  
Postbus 395  
8901 BD Leeuwarden

KvK nr.: 01113518  
BTW nr.: NL815598166B01  
Rabobank Damwoude, Nederland  
Rek. nr.: 14.23.55.100  
BIC: RABONL2U  
IBAN : NL82 RABO 0142 3551 00